

Laboratoryjne zamrażarki niskotemperaturowe -86°C

Profesjonalny pionowy model niskiego zamrażania CVF

Model CVF

Dane techniczne:



- zakres temperatury pracy -86°C do - 40°C,
- panel kontroli z cyfrowym wyświetlaczem umieszczony na wysokości oczu,
- panel kontrolny z dotykową klawiaturą,
- czujnik temperatury PT 100, dokładność 0,1°C wyświetlaną na panelu
- alarm akustyczny i wizualny wyposażony w niezależne zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania):
 - alarm otwartych drzwi,
 - alarm niskiego poziomu baterii,
 - alarm braku zasilania,
 - alarm wymiany filtra,
 - alarm zbyt niskiej/wysokiej temperatury,
- zabezpieczenie hasłem numerycznym,
- drzwi zamykane na klucz,
- filtr powietrzny łatwy do wyjęcia i czyszczenia,
- wbudowana drukarka,
- wydruki temperatury co 20 min.,
- wyświetlanie aktualnego poziomu napięcia,
- wyświetlanie temperatury otoczenia,
- elektroniczny system rejestracji danych,
- pamięć do 10 ostatnich zapisów z datą, godziną i typem alarmu,
- główny wyłącznik zasilania blokowany kluczem,
- podstawa zaopatrzona w 4 kółka,
- izolacja termiczna komory zamrażarki – pianka poliuretanowa o grubości 110 mm
- gazy chłodzące wolne od CFC i HCFC
- możliwość pracy w temp. otoczenia do 32°C z wydajnością 85-90%,
- poziom hałasu <48dB

Model	Poj. [L]	Ilość drzwi wew.	Ilość półek	Zasilanie	Wymiary wew. [mm]	Wymiary zew. [mm]	Waga netto [kg]
CVF 525/86	525	4	3	1800 W	600x650x1345	850x940x2000	280